

LED Phototherapy MEDICA TECHNOLOGY

Přístroj LED Phototherapy patří k nové generaci fototerapeutických systémů, přináší mnohé inovace a vylepšení. Vysoká kvalita, široké možnosti nastavení a časovač je standardem.

Přístroj LED Phototherapy plně přizpůsobí všem vašim potřebám a jsou s ním dosahovány obdobné výsledky jako při ošetření pokožky laserem.

Přístroj LED Phototherapy je vhodný pro:

- podporu regenerace svrchních vrstev pokožky
- omlazení pokožky a zmenšení velikosti pórů
- zlepšení elasticity pokožky
- podporu novotvorby kolagenových a elastinových vláken
- urychlení regeneračních metabolických procesů ve svrchních vrstvách pokožky
- podporu lymfatického systému a odstranění otoků na pokožce
- podporu léčby popálenin
- podporu látkové výměny na buněčné úrovni ve svrchních vrstvách pokožky
- podporu léčby kožních nemocí
- pozitivní vliv na snížení krevního tlaku, podporu léčby osteoporózy
- podporu léčby zánětlivých procesů na pokožce
- podporu léčby akné

Ošetření přístrojem LED Phototherapy je velmi příjemné a efektivní. Běžná doba ošetření činí pouhých 10 až 30 minut.

Veškerá nastavení se provádí na ergonomickém ovládacím panelu. Možnost nastavení až 6 barev světla, vždy podle druhu ošetření.

Technické parametry přístroje LED Phototherapy:

modré světlo - B	415 nm
zelené světlo - G	560 nm
žluté světlo - Y	590 nm
červené světlo - R	630 nm
kombinace základních barev světla pro zvýšení účinku	
kombinace barev:	R+B, R+G, R+B+G, B+G
velikost aktivní plochy	470 x 300 x 300 mm
světelný tok - modré světlo 415 nm	větší než 5000 mcd
světelný tok - všechna ostatní světla	větší než 8000 mcd
výstupní světelný výkon	120 mW/cm ²
rozměry a hmotnost	132 x 111 x 45cm, 38 kg
napájení a příkon	230 V AC, 50 Hz, 35 W



Výhody přístroje LED Phototherapy oproti konkurenčním modelům:

- Ergonomické provedení, moderní design, použití moderních materiálů.
- 4 základní ošetřující vlnové délky LED zdroje + jejich kombinace.
- Dlouhá životnost LED zdroje.
- Mezi příslušenství k přístroji patří biostimulační laser.
- Široké možnosti nastavení jednotlivých ošetřujících parametrů.
- Cena přístroje **69.000,- Kč** bez DPH (DPH 10%). Cena včetně DPH **75.900,- Kč**. Možnost nákupu i na splátky již od 30%. Cena je platná do cenové aktualizace či do změny kurzu, podle kterého byla cena kalkulována.



V případě, že vás přístroj zaujal a potřebujete jakékoliv doplňující informace, kontaktujte mě prosím.

e-mail: MedicaTechnology@seznam.cz, mob.: +420 777 000 977, <http://www.medicotechnology.cz/>

Děkuji za váš čas, který jste věnovali přečtení tohoto článku, a těším se na vaši návštěvu.

Ing. Pavel Honisch, Nymburk, Kolínská 688