

Profesionální přístroj E-light MEDICA TECHNOLOGY

Univerzální profesionální kosmetický přístroj kombinující technologie IPL a RF Bi-polar se dvěma ručními terapeutickými koncovkami a výměnnými filtry pro obě terapeutické koncovky.

Přístrojem je možno provádět následující druhy ošetření pokožky:

- vyhlazení pleti, odstranění vrásek a jizviček
- podpora novotvorby kolagenových a elastinových vláken
- celková fotorejuvenace tj. omlazení pleti, zlepšení kvality pleti a regenerace kožních buněk
- odstranění nežádoucích pigmentových skvrn a drobných červených žilek
- podpora léčby akné s velmi dobrými a rychlými výsledky
- fotoepilace tj. dlouhodobé až trvalé odstranění nežádoucího ochlupení kdekoliv na těle včetně obličejových partií u žen i mužů

Terapeutické ošetření s E-light je velmi šetrné, mimořádně efektivní a přitom naprosto bezpečné.

Veškerá terapeutická nastavení intenzivního světelného pulsu a RF prohřevu pokožky se provádí na barevném dotykovém displeji. Přístroj umožňuje nastavit veškeré parametry pro maximální terapeutický efekt s minimálními nepříjemnými pocity pro pacienta.

Kombinovaná technologie IPL a RF Bi-polar vám dovolí současně stimulovat jak mělké, tak i hluboké tkáňové struktury. V průběhu několika aplikací lze dosáhnout trvalého či dlouhodobého odstranění kosmetické vady. Přístroj je certifikovaný CE.0217-09/08

Technické parametry přístroje E-light:

vlnová délka IPL pulsu	pro akné	515 – 1200 nm
	pro odstranění vrásek	530 – 1200 nm
	pro fotorejuvenaci	590 – 1200 nm
	pro fotoepilaci	690 – 1200 nm
výkon světelného pulsu		0 – 50 J / cm ²
počet IPL mikropulsů		1 až 6
výkon RF zdroje		0 – 50 J / cm ³
frekvence RF zdroje		10 MHz
rozměr spotu	15 x 50 mm, tj. 7,5 cm² a 12 x 30 mm, tj. 3,6 cm²	
rozměry a hmotnost		560 x 480 x 118 mm, 50 kg
napájení a příkon		230 V AC, 16 A, 50 Hz, 1000 VA
chladicí systém		tepelně elektrický s nuceným oběhem vody



Výhody tohoto kombinovaného přístroje E-light oproti konkurenčním modelům:

- Obě moderní technologie IPL a RF se navzájem podporují – maximální terapeutický efekt s naprosto minimálními nepříjemnými pocity při vlastním ošetření. Současná stimulace mělkých i hlubokých tkáňových struktur.
- Moderní nastavení všech parametrů na barevném dotykovém displeji.
- Široké možnosti nastavení jednotlivých parametrů IPL a RF pulsu, vždy s ohledem k druhu výkonu, místu ošetření, typu a citlivosti pokožky pacienta. Možnost nastavení IPL tzv. multipulsu v kombinaci RF.
- Cena přístroje **269.000,- Kč** bez DPH (DPH 10%), nízké provozní náklady přibližně 1,- Kč/ impuls tj. přibližná cena ošetření 7,5 cm² pacientovy pokožky. Možnost nákupu i na splátky již od 30%. Cena je platná do cenové aktualizace či do změny kurzu, podle kterého byla cena kalkulována.

V případě, že vás přístroj zaujal a potřebujete jakékoli doplňující informace, kontaktujte mě prosím.

e-mail: MedicaTechnology@seznam.cz, mob.: +420 777 000 977, <http://www.medicattechnology.cz/>

Děkuji za váš čas, který jste věnovali přečtení tohoto článku, a těším se na vaši návštěvu.

Ing. Pavel Honisch, Nymburk, Kolínská 688