

Profesionální přístroj IPL II. MEDICA TECHNOLOGY

Univerzální kombinovaný dvojitý IPL se super velkým spotem, tj. velikostí aktivní stopy světelného impulsu, je standardně vybaven dvěma ručními terapeutickými koncovkami „SR“ a „HR“.

1. terapeutickou koncovkou „SR“ určenou pro fotorejuvenaci
 - a) vyhlazení vrásek a jizviček, vypnutí pleti, pro podporu novotvorby kolagenových a elastinových vláken
 - b) celkové omlazení pleti, zlepšení její kvality a regeneraci kožních buněk
 - c) odstranění nežádoucích pigmentových skvrn a drobných červených žilek
 - d) podporu léčby akné
2. terapeutickou koncovkou „HR“ určenou pro fotoepilaci tj. k dlouhodobému až trvalému odstranění nežádoucího chlupení na celém těle včetně obličejových partií u žen i mužů

Terapeutický výkon s IPL je velmi šetrný, překvapivě efektivní a naprosto bezpečný.

Přístroj dovoluje optimální nastavení parametrů intenzivního světelného pulsu, tudíž nedochází k popálení či jakémukoliv poškození kůže pacienta. V průběhu několika aplikací lze dosáhnout trvalého či dlouhodobého odstranění kosmetické vady. Přístroj je certifikovaný CE 1313



Technické parametry kombinovaného IPL přístroje:

vlnová délka pulsu	terapeutická koncovka „SR“ 560 – 1200 nm
	terapeutická koncovka „HR“ 690 – 1200 nm
výkon světelného pulsu	20 – 50 J / cm ²
doba trvání pulsu	20 – 149,7 ms
počet mikropulsů	2 – 3
rozměr spotu – aktivní plochy pulsu	terapeutická koncovka „SR“ - 8 x 34 mm, tj. 2,72 cm ²
	terapeutická koncovka „HR“ - 16 x 57,5 mm, tj. 9,2 cm ²
chladicí systém	tepelně elektrický chladicí systém s nuceným oběhem vody
rozměry a hmotnost	310 x 720 x 305 mm, 30 kg
napájení a příkon	230 V AC, 16 A, 50 Hz, 1000 VA

Výhody tohoto kombinovaného IPL přístroje oproti konkurenčním modelům:

- velmi velká aktivní plocha pulsu 16 x 57,5 mm tj. 9,2 cm² ošetřené plochy jedním pulsem
- široké možnosti nastavení jednotlivých parametrů světelného pulsu vždy s ohledem k druhu výkonu, místu ošetření, typu a citlivosti pokožky pacienta na barevném dotykovém displeji
- cena přístroje 179.000,- Kč bez DPH (DPH 10%), nízké provozní náklady přibližně 1,- Kč/ impuls tj. přibližná cena ošetření 9,2 cm² pacientovy pokožky. Možnost nákupu i na splátky již od 30%. Cena je platná do cenové aktualizace či do změny kurzu, podle kterého byla cena kalkulována.

V případě, že vás přístroj zaujal a potřebujete jakékoliv doplňující informace, kontaktujte mě prosím.

e-mail: MedicaTechnology@seznam.cz, mob.: +420 777 000 977, <http://www.medicattechnology.cz/>

Děkuji za váš čas, který jste věnovali přečtení tohoto článku, a těším se na vaši návštěvu.

Ing. Pavel Honisch, Nymburk, Kolínská 688