

# Profesionální přístroj IPL MEDICA TECHNOLOGY

Univerzální kombinovaný dvojitý IPL se super velkým spotem, tj. velikostí aktivní stopy světelného impulsu, který je standardně vybaven dvěma ručními terapeutickými koncovkami „SR“ a „HR“.

1. terapeutickou koncovkou „SR“ určenou pro fotorejuvenaci
  - a) vyhlazení vrásek a jizviček, vypnutí pleti, pro podporu tvorby nových kolagenových a elastinových vláken
  - b) celkové omlazení pleti, zlepšení její kvality a k regeneraci kožních buněk
  - c) odstranění nežádoucích pigmentových skvrn a drobných červených žilek
  - d) podporu léčby akné
2. terapeutickou koncovkou „HR“ určenou pro fotoepilaci tj. k dlouhodobému až trvalému odstranění nežádoucího ochlupení na celém těle včetně obličejových partií u žen i mužů

**Terapeutický výkon s IPL je velmi šetrný, překvapivě efektivní a přitom naprosto bezpečný.**

Přístroj dovoluje optimální nastavení parametrů intenzivního světelného pulsu, tudíž nedochází k popálení či jakémukoliv poškození kůže pacienta a v průběhu několika aplikací lze dosáhnout trvalého odstranění kosmetické vady.

Přístroj je certifikovaný CE 1313, číslo certifikace B0703193.



## Technické parametry kombinovaného IPL přístroje:

vlnová délka pulsu	terapeutická koncovka „SR“ 560 – 1200 nm terapeutická koncovka „HR“ 690 – 1200 nm
výkon světelného pulsu	20 – 50 J / cm <sup>2</sup>
doba trvání pulsu	16 – 149,7 ms
počet mikropulsů	2 – 3
rozměr spotu – aktivní plochy pulsu	terapeutická koncovka „SR“ - 8 x 34 mm, tj. 2,72 cm <sup>2</sup> terapeutická koncovka „HR“ - 16 x 57,5 mm, tj. 9,2 cm <sup>2</sup>
chladicí systém	tepelně elektrický chladicí systém s nuceným oběhem chladicí vody
rozměry a hmotnost	400 x 410 x 1020 mm, 30 kg
napájení a příkon	230 V AC, 16 A, 50 Hz, 1000 VA

## Výhody tohoto kombinovaného IPL přístroje oproti konkurenčním modelům:

- velmi velká aktivní plocha pulsu 16 x 57,5 mm tj. 9,2 cm<sup>2</sup> ošetřené plochy jedním pulsem
- široké možnosti nastavení jednotlivých parametrů světelného pulsu vždy s ohledem k druhu výkonu, typu a citlivosti pokožky pacienta
- cena přístroje **179.000,- Kč** bez DPH (DPH 10%) a také nízké provozní náklady přibližně 1,- Kč/ impuls tj. přibližná cena ošetření 9,2 cm<sup>2</sup> pacientovy pokožky. Možnost nákupu i na splátky již od 30%.  
Cena je platná do cenové aktualizace či do změny kurzu, podle kterého byla cena kalkulována.

V případě, že vás výše uvedené informace zaujaly či potřebujete cokoli dalšího k přístroji, kontaktujte mě prosím.

e-mail: [MedicaTechnology@seznam.cz](mailto:MedicaTechnology@seznam.cz), mob.: +420 777 000 977, <http://www.medicatotechnology.cz/>

Děkuji za váš čas, který jste věnovali přečtení tohoto článku, a těším se na vaši návštěvu.

Ing. Pavel Honisch, Nymburk, Kolínská 688