

# Profesionální přístroj Kavítace MEDICA TECHNOLOGY

Přístroj Kavítace nabízí pokrokovou, intenzivní ultrazvukovou terapii pro rozrušení tukových tkání a masáž vakuovou, motorovou rotační masážní koncovkou při současné stimulaci pokožky světlem.

Přístroj je vhodný pro následující druhy ošetření:

- léčba celulitidy
- cílené tvarování postavy, redukce tukové tkáně
- stimulace svalových vláken
- stimulace lymfatického systému a urychlení oběhu lymfy
- zlepšení elasticity pokožky a celkové omlazení pleti
- podpora tvorby nových kolagenových a elastinových vláken
- odstranění či zlepšení stavu srůstů a jizev v kůži po těhotenství
- odstranění či zlepšení stavu srůstů a jizev v kůži po obezitě
- podpora přirozených metabolických procesů v podkoží
- regenerace a detoxikace kožních buněk a podkoží
- proti projevům stárnutí pokožky a pro vypnutí pleti

Terapeutické ošetření s přístrojem Kavítace je velmi šetrné, mimořádně efektivní a přitom naprosto bezpečné.

Veškerá terapeutická nastavení se provádí na barevném dotykovém displeji. Přístroj umožňuje nastavit veškeré parametry pro maximální terapeutický efekt a bez nepříjemných pocitů pro pacienta.

Unikátní kombinace technologií: vakuová masáž, pulzní vakuová masáž, rotační motorová masáž, světelná terapie a intenzivní ultrazvuková stimulace. V průběhu několika aplikací lze dosáhnout trvalého či dlouhodobého odstranění kosmetické vady.

## Technické parametry přístroje Kavítace:

kmitočet ultrazvukového zdroje	40 kHz
výkon ultrazvukového zdroje	5 - 25 W
aktivní plocha ultrazvukové koncovky	38 cm <sup>2</sup>
vakuový podtlak	≤ 10h/m <sup>3</sup>
vakuum moment	5000g.cm
velikost aktivní plochy	56 cm <sup>2</sup> - velká motorová koncovka
počet přednastavených programů	20 s možností jejich úpravy
rozměry a hmotnost	600 x 480 x 185 mm, 75 kg
napájení a příkon	230 V AC, 16 A, 50 Hz, 1000 VA

## Výhody tohoto přístroje Kavítace oproti konkurenčním modelům:

- Kombinace použitých technologií dělají tento přístroj opravdu unikátním.
- Moderní nastavení všech parametrů na barevném dotykovém displeji.
- Široké možnosti nastavení jednotlivých parametrů vždy s ohledem k druhu výkonu, místu ošetření a typu pokožky pacienta. Přístroj má 20 přednastavených programů pro ošetření s přibližně 600 uživatelskými módy.
- Cena přístroje od **299.000,- Kč** bez DPH (DPH 10%). Možnost nákupu i na splátky již od 30%. Cena je platná do cenové aktualizace či do změny kurzu, podle kterého byla cena kalkulována.

V případě, že vás přístroj zaujal a potřebujete jakékoliv doplňující informace, kontaktujte mě prosím.

e-mail: [MedicaTechnology@seznam.cz](mailto:MedicaTechnology@seznam.cz), mob.: +420 777 000 977, <http://www.medicatechnology.cz/>

Děkuji za váš čas, který jste věnovali přečtení tohoto článku, a těším se na vaši návštěvu.

Ing. Pavel Honisch, Nymburk, Kolínská 688

