

Profesionální přístroj RF Bi-polar MEDICA TECHNOLOGY

Univerzální kombinovaný dvojitý RF Bi-polární přístroj určený pro:

- odstranění vrásek a vypnutí pleti
- zlepšení elasticity pokožky a celkové omlazení pleti
- podpora tvorby nových kolagenových a elastinových vláken
- odstranění srůstů a jizev v kůži po těhotenství a obezitě
- regenerace kožních buněk a vypnutí pleti
- podpora metabolických procesů v podkoží
- cílené tvarování postavy
- lčba celulitidy
- proti projevům stárnutí pokožky na celém těle

Princip ošetření:

Vysoká frekvence rádiových vln v kombinaci s IR světlem prohřívají cíleně jak mělké tak hluboké kožní struktury následkem čehož se formují a zkracují stará a narůstají nová kolagenová vlákna a zlepšuje se celkové prokrvení pokožky a její zásobování kyslíkem. Dochází k stažení a vypnutí původně uvolněné a povadlé kůže na celém těle včetně obličejových partií a oblasti kolem očí, přičemž dochází k odstranění vrásek. Podporují se přirozené regenerační metabolické procesy, podporuje se uvolňování tukových buněk a jejich redistribuce. Podporuje se tvorba elastinu, mízní soustava odstraňuje odpadní látky uložené v podkoží včetně tukové tkáně a v konečném důsledku díky těmto procesům dochází k léčbě celulitidy.



Technické parametry kombinovaného RF Bi-polárního přístroje:



zdroj RF výkonu	radiofrekvenční zdroj, Bi-polární systém
RF frekvence	10 MHz
RF výkon	20 – 50 W
nastavení RF výkonu	20 – 99 % dle použitého režimu
zdroj světla	IR LED světlo, 850 nm
ruční terapeutické koncovky	Ø30mm pro obličejové partie a Ø40mm pro tělo
chladicí systém	tepelně elektrický chladicí systém s nuceným oběhem chladicí vody
rozměry a hmotnost	440 × 564 × 780 mm, 20 kg
napájení a příkon	230 V AC, 7 A, 50 Hz, 300 VA

Terapeutický výkon s RF Bi-polárním přístrojem je neinvazivní, velmi šetrný, překvapivě efektivní s takřka okamžitým účinkem a přitom naprosto bezpečný.

Přístroj je certifikovaný CE, číslo certifikace RBJ08082152.

Výhody tohoto kombinovaného RF Bi-polárního přístroje oproti konkurenčním modelům:

- pokroková moderní technologie spolu kombinující RF a IR prohřívání ošetřované pokožky
- velmi dobré výsledky ošetření s takřka okamžitým terapeutickým efektem
- velmi jednoduché terapeutické nastavení přístroje
- cena přístroje **169.000,- Kč** bez DPH, DPH je 10%. Možnost nákupu i na splátky již od 30%. Cena je platná do cenové aktualizace či do změny kurzu, podle kterého byla cena kalkulována.

V případě, že vás výše uvedené informace zaujaly či potřebujete cokoliv dalšího k přístroji kontaktujte mě prosím.

e-mail: MedicaTechnology@seznam.cz, mob.: +420 777 000 977, <http://www.medicattechnology.cz/>

Děkuji za váš čas, který jste věnovali přečtení tohoto článku, a těším se na vaši návštěvu.

Ing. Pavel Honisch, Nymburk, Kolínská 688